

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آزمایشگاه بیمارستان حضرت سیدالشهدا

جزوه آموزشی

منابع خطای شایع در بخش آنالیتیکال هماتولوژی

دکتر مهرداد ونکی

- ✓ منابع خطا در حوزه آنالیتیکال
- ✓ منابع خطا در حوزه تجهیزات
- ✓ منابع خطای شایع در دستگاه میکروهماتوکریت
- ✓ منابع خطای انسانی
- ✓ منابع خطا در حوزه معرف ها
- ✓ نکات مهم حین کار با محلولهای سل کانتر


تهیه و گرد آوری

بخش کنترل کیفی و آموزش آزمایشگاه

تیر ۹۲

منابع خطای شایع در بخش آنالیتیکال هماتولوژی

گردآوری و تنظیم: دکتر مهرداد ونکی



مقدمه: شناسایی منابع خطا قبل از انجام هرگونه اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه در حوزه خطاها یا عدم انطباق‌های فنی و کیفی آزمایشگاه تشخیص طبی الزامی است، لذا شناخت و دسته‌بندی خطاهای شایع در هر بخش فنی در برنامه‌ریزی جهت کنترل و کاهش تکرار این دسته از خطاها بسیار کمک‌کننده و مفید خواهد بود. در این جلسه به مرور منابع خطای شایع در حوزه آنالیتیکال هماتولوژی می‌پردازیم که عمدتاً در سه حوزه تجهیزات و نیروی انسانی و معرفیها می‌باشد.

عمده منابع خطا در حوزه آنالیتیکال هماتولوژی شامل:

- ۱- منابع خطا در حوزه تجهیزات هماتولوژی (سل کانتر / میکرو هماتوکریت / سدیمان آنالایزر و ...)
- ۲- منابع خطای انسانی در حوزه آنالیتیکال هماتولوژی
- ۳- منابع خطا در حوزه معرفیها و مواد مصرفی هماتولوژی (ایزوتون / لایز / کلین و...)

منابع خطا در حوزه تجهیزات هماتولوژی

منابع خطای شایع در سل کانتر:

- ۱- خطای ناشی از تحویل نمونه معیوب به سل کانتر (نمونه لخته / نمونه همولیز / نمونه غلیظ ناشی از بستن طولانی گارو / نمونه با غلظت بالای ضد انعقاد / نمونه خون کهنه یا حرارت‌دیده یا منجمد شده / نمونه خون رقیق شده با مایعات داخل وریدی و...)

چند مثال از منابع خطای ناشی از افزایش غلظت EDTA

- الف- چروکیدگی گلبول‌های قرمز و کاهش کاذب هماتوکریت به روش دستی (املاح دی‌پتاس اثرات چروکیدگی سلولی کمتری نسبت به املاح تری‌پتاس دارا می‌باشند).

- ب- ترومبوسیتوپنی کاذب به دلیل چسبندگی پلاکت‌ها به جدار خارجی نوتروفیل‌ها / ترومبوسیتوزیس کاذب به دلیل شکستن و لیز پلاکت‌ها به قطعات کوچک‌تر
- ج- تبدیل پلاکت از حالت دیسکوئید به کروی و افزایش حجم پلاکت
- د- خون حاوی ضد انعقاد حداکثر در مدت ۶ ساعت پس از نمونه‌برداری بایستی آنالیز گردد/ تهیه گسترش خونی بهتر است همزمان با نمونه‌برداری یا حداکثر ۱ ساعت پس از نمونه‌برداری صورت گیرد تا کمترین تغییرات مرفولوژیک حاصل گردد.
- ۲- عدم اختلاط کافی نمونه خون قبل از تحویل نمونه به سل کانتر
- ۳- خطا در شست و شوی اولیه سل کانتر و آماده سازی اولیه سل کانتر (شمارش زمینه‌ای بالای سل کانتر در زمان شروع به کار)
- ۴- خطای خروج از کالیبراسیون سل کانتر (چند مثال: خروج از کالیبر سل کانتر به دلیل سرویس عمومی دستگاه یا تعویض قطعه کلیدی سل کانتر یا تعویض سری ساخت ایزوتون یا سایر معرف‌ها و...)
- ۵- خطای تداخلی یا Carry over نمونه‌های پیاپی که در نسل جدید سل کانترها به حداقل میزان رسیده است (به‌عنوان مثال تداخل نمونه بسیار غیرطبیعی قبلی با نمونه فعلی نرمال)
- ۶- خطای ناشی از نگاه‌داری نامناسب سل کانتر (چند مثال: عدم شستشو مکرر دستگاه / عدم توجه به شمارش زمینه‌ای بالا دستگاه در شروع به کار سل کانتر/ عدم توجه به تعویض محلول‌ها و معرف‌های معیوب در زمان بروز خطا و..)
- تکرارپذیری نامناسب سل کانتر در کلیه پارامترها
- ۷- افزایش کاذب هموگلوبین در سل کانتر عمدتاً به دلیل مشکلات موجود در نمونه خون می‌باشد، نظیر هیپرلکوسیتوز/ هیپرگاماگلوبولینمی / کرایوگلوبولینمی / افزایش چربی خون
- ۸- افزایش کاذب شمارش گلبول‌های سفید در سل کانتر
- NRBC فراوان در نمونه
- پلاکت غول‌آسا به تعداد فراوان
- انگل مالاریا
- کرایوگلوبولینمی و کرایوفیبرینوژنمی
- طحال برداری
- تجمع پلاکتی فراوان
- دادن یک نمونه با کانت بسیار بالا (بالای ۵۰ هزار) در سل کانتر منجر به افزایش کاذب در کانت سفید پدیده نمونه‌های بعدی می‌گردد Carry over (گاهی لکوپنی نمونه بعدی را نرمال جلوه می‌دهد)
- پیشگیری: شستشوی مکرر سل کانتر پس از دادن نمونه با شمارش بالای سفید
- در سل کانترهای امپدانسی اریتروسیت‌های لیز نشده با محلول لیز دستگاه منجر به شمارش کاذب سفید می‌گردند خصوصاً در هموگلوبینوپاتی‌ها
- ۹- کاهش کاذب شمارش گلبول‌های سفید در سل کانتر

- لیز سلول سفید ناشی از نمونه خون کهنه (بیش از سه روز مانده / زمان مجاز نگاهداری نمونه خون ۲۴ ساعت در یخچال می‌باشد) یا شکنندگی سلول سفید در برخی لوسمی‌ها (اسماچ سل در لوسمی لنفوئید مزمن)
- اورمی و لیز لکوسیت‌ها
- تجمع لکوسیت‌ها به علت لکو آگلوتینین سرد یا گرم یا اثر ضدانعقاد
- ۱۰- افزایش کاذب شمارش گلبول‌های قرمز در سل کانتر
- حضور پلاکت‌های غول‌آسا به تعداد فراوان
- هیپرلکوسیتوز (بالای ۵۰۰۰۰) علاوه بر شمارش کاذب در اریتروسیت‌ها منجر به افزایش هموگلوبین و هماتوکریت و میانگین حجم گلبولی می‌گردد (در هنگام شمارش گلبول قرمز خون تنها با محلول ایزوتون رقیق می‌گردد و لکوسیت‌ها نیز در هنگام شمارش کنار گلبول قرمز حضور دارند)
- هیپر لیپیدمی
- کرایوگلوبولین و کرایوفیبرینوژن (به صورت ذرات درشت شبه گلبول قرمز)
- ۱۱- کاهش کاذب شمارش گلبول‌های قرمز در سل کانتر
- میکروسیتوز شدید: پیرو پوئکیلوسیتوزیس $MCV < 50$
- تجمع اریتروسیت‌ها ناشی از آگلوتینین سرد یا گرم یا ضد انعقاد
- در این حالت توده‌های به هم چسبیده اریتروسیت‌ها یک پالس الکتریکی حاصل می‌کند و به عنوان یک سلول شمارش می‌گردد. در این حالت هماتوکریت و شمارش اریتروسیت کاهش یافته و اندکس‌های گلبول قرمز افزایش کاذب می‌یابد.
- همولیز شدید نمونه خون با کاهش هماتوکریت و شمارش اریتروسیت همراه است و تنها شمارش سفید و هموگلوبین قابل اعتماد است.
- ۱۲- افزایش کاذب شمارش پلاکت در سل کانتر
- فراگمانت و شیسستوسیت فراوان در نمونه خون-
- میکرو اسفروسیت فراوان
- حضور کرایوگلوبولین و کرایو فیبرینوژن
- حضور قطعات سیتوپلاسمی لکوسیت‌ها (پس از شیمی درمانی / لوسمی موئی شکل / لوسمی میلوئید حاد / لنفوم و عفونت شدید) گاهی حضور قطعات لکوسیتی ترومبوسیتوپنی واقعی بیمار لوسمی حاد را ماسکه نموده و نیاز واقعی بیمار به پلاکت تأمین نشده و بیمار را دچار عارضه خونروی شدید می‌نماید، لذا تخمین پلاکت در کنار شمارش اتومیشن پلاکت در بیماران لوسمی حاد پیشنهاد می‌گردد.
- شمارش ذرات ارتیفکت به جای پلاکت (ذرات شناور ایزوتون / اجسام هاول جولی / اجسام پاپن هایمر و هینز / مخمرهای واقعی در خون بیماران شیمی درمانی
- ۱۳- کاهش کاذب شمارش پلاکت در سل کانتر
- حضور لخته ریز (میکرو پلاکت) در نمونه خون
- تجمع پلاکت (خونگیری مشکل / آنتی‌بادی ضدپلاکت)

- اقماری شدن پلاکت

- اثر ضد انعقاد هپارین

- تعداد بالای پلاکت غول آسا (برنارد سولیر / می هگلین / هیپر اسپلنیزم)

نکته : موارد ترومبوسیتوپنی کاذب در سل کانتر بسیار شایعتر از ترومبوسیتوزیس کاذب می باشد و بیشتر در بیماران بستری دیده می شود تا سرپائی

۱۴- افزایش کاذب میانگین حجم گلبولی (MCV) در سل کانتر

هیپر اسمولار شدن خون

- ضد انعقاد مازاد

تعداد زیاد گلبول سفید -

- حضور آگلوتینین سرد

نگاهداری طولانی خون در حرارت اتاق-

۱۵- کاهش کاذب میانگین حجم گلبولی (MCV) در سل کانتر

هیپو اسمولار شدن خون

- افزایش دمای اتاق و حرارت بالا

- مخلوط کردن بیش از حد نمونه خون هماتولوژی با افزایش اکسیژناسیون گلبول قرمز منجر به افزایش حجم کاذب می گردد.

۱۶- افزایش کاذب MCHC در سل کانتر

اندکس میانگین غلظت هموگلوبین در گلبول های قرمز در سل کانتر از روی شمارش گلبول قرمز و غلظت هموگلوبین محاسبه می گردد، لذا نوسانات آن تحت اثر این دو پارامتر است به این معنی که هر پارامتری که منجر به افزایش کاذب هموگلوبین یا کاهش کاذب شمارش قرمز گردد نهایتاً منجر به افزایش کاذب اندکس میانگین غلظت هموگلوبین می گردد.

۱۷- شناسائی منابع خطا سل کانتر از طریق کاربرد روزانه کنترل خون با محدوده معین : سه عامل شایع که منجر به خروج از محدوده بودن کنترل خون در سل کانتر می گردد شامل :

الف- خرابی ماده کنترل خون (با تکرار همان نمونه خون کنترل جواب تصحیح نمی گردد ولی با تعویض ویال خون کنترل جواب تصحیح می گردد)

ب- نقص عملکرد سل کانتر یا خروج از کالیبر سل کانتر (عدم تصحیح نتایج خون کنترل در هنگام استفاده از ویال جدید یا سطوح مختلف خون کنترل) در صورت اثبات نقص عملکرد سل کانتر اولین قدم قبل از کالیبراسیون مجدد گرفتن یک تست دقت از دستگاه سل کانتر (با حداقل ۱۰ نمونه تازه خون) می باشد و در صورت تأیید محدوده مناسب در دقت سل کانتر آخرین اقدام کالیبراسیون مجدد و تغییر فاکتورهای دستگاه سل کانتر می باشد.

ج- خطای تصادفی در نمونه کنترل خون (با تکرار مجدد همان نمونه خون کنترل جواب تصحیح می گردد)

۱۸- شناسائی منابع خطای سل کانتر از طریق رسم منحنی کنترل کیفی با نمونه‌های تجاری کنترل خون به عنوان مثال مشاهده یک شیفت یا تمایل در تست هموگلوبین دستگاهی که در جهت پایین منحنی کنترل کیفی مشاهده گردد می‌تواند نشانه خرابی تدریجی لامپ کالریمتریک سل کانتر در بخش خوانش هموگلوبین یا تغییر خاصیت معرف لایز هموگلوبین مورد مصرف باشد.

۱۹- یکی از منابع خطای مهم در دستگاه سل کانتر هزینه تمام شده بالای هر آزمایش خون کامل در سل کانتر می‌باشد که منشأ این هزینه بالا عمدتاً شامل:

الف- هزینه‌های نابجای تعمیر و نگاهداری سل کانتر به دلیل فقدان برنامه مکتوب و اجرائی نگاهداری پیشگیرانه دستگاه سل کانتر

ب- آموزش ناقص اپراتور سل کانتر در حوزه تعمیر و نگاهداری سل کانتر در حوزه مجاز که نهایتاً به درخواست سرویس‌های مکرر و نابجا به دلیل خرابی‌های نابجا و بیهوده سل کانتر منجر می‌گردد. ج- مصرف نابجا و بیهوده کنترل خون و کالیبراتور خون توسط اپراتور سل کانتر که عمدتاً به دلیل نداشتن یک برنامه کنترل کیفی داخلی و منظم در بخش هماتولوژی می‌باشد که بخشی از این برنامه شامل نحوه استفاده صحیح از کنترل خون و کالیبراتور خون می‌باشد.

د- مصرف بالا و بیهوده معرف‌های ایزوتون و لایز به دلیل شرایط نادرست نگاهداری و عدم اطلاع از شرایط صحت‌گذاری معرف‌ها در حین کار و در زمان تعویض معرف‌ها

ذ- انتخاب اولیه نادرست سل کانتر بر اساس معیارهای استاندارد خرید یک سل کانتر (سل کانتری که دارای تکرارپذیری مناسبی نباشد دارای تکرارهای بیشتری بوده و هزینه‌های نگاهداری سالانه آن نیز قطعاً بالاتر می‌باشد) مجموعه عوامل فوق منجر به افزایش هزینه تمام شده هر تست کامل خون در دستگاه سل کانتر می‌گردد و نهایتاً علاوه بر آسیب اقتصادی منجر به اتلاف وقت کارکنان هماتولوژی نیز می‌گردد.

اپراتورهای بخش هماتولوژی نقش کلیدی در کنترل هزینه‌های تمام شده تست دارا بوده که دلیل عمده آن سطح علمی و صلاحیت پائین کارکنان هماتولوژی خصوصاً اپراتور سل کانتر می‌باشد (به دلیل تجربه یا علم پائین و آموزش‌های ناقص و ناکارآمد در دوران دانشگاه و فقدان آموزش کاربردی مناسب در حین خدمت/ عدم آگاهی از نقش شستشوی ناقص در افزایش هزینه‌های نگاهداری دستگاه و افزایش درخواست سرویس‌های نابجا و نادرست / عدم آشنائی با واژه کالیبراسیون و فرکانس‌های ضروری کالیبراسیون در سل کانتر که منجر به کالیبراسیون‌های مکرر و روزانه نابجا و افزایش هزینه‌ها می‌گردد)

نکته مهم: کالیبراسیون سل کانتر بایستی سالانه یک تا دو بار به طور ثابت انجام گردد. در ضمن در زمان خروج از کالیبر که در شرایط زیر رخ می‌دهد، کالیبراسیون سل کانتر ضروری بوده و بایستی انجام گردد:

الف- در زمان نصب و راه‌اندازی سل کانتر جدید

ب- پس از هر سرویس عمومی دستگاه

ج- قابل قبول نبودن نتایج کنترل کیفی روزانه به شرطی که اشکال از معرف‌ها و سایر عوامل نباشد.

منابع خطای شایع در میکروهماتوکریت:

- ۱- خروج از کالیبر تایمر میکروهماتوکریت: تایم استاندارد جهت فشردگی نسبتاً مناسب و کامل گلبول‌های قرمز ۵ پنج دقیقه می‌باشد، لذا کاهش کاذب زمان تایمر میکروهماتوکریت منجر به کاهش سطح فشردگی گلبول‌ها و افزایش کاذب هماتوکریت و نهایتاً کالیبراسیون نادرست سیستم سل کانتر (بر اساس میانگین هماتوکریت ۵ الی ۱۰ نمونه دستی) می‌گردد.
- ۲- خروج از کالیبر دور سانتیفوژ میکروهماتوکریت از حد استاندارد (۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰ g) میکروهماتوکریت استاندارد بایستی در مدت زمان ۵ دقیقه بتواند به دور ۱۰۰۰۰ جی برسد. اندازه‌گیری دور در دقیقه میکروهماتوکریت با تاکومتر الکتریکی یا مکانیکی (کالیبر و دقیق) هر سه ماه یک بار بایستی توسط خود آزمایشگاه یا مؤسسات معتبر کالیبراسیون صورت بگیرد و میانگین نتایج اندازه‌گیری شده و مقدار قابل انتظار در یک جدول ثبت و نهایتاً بایاس دور سانتیفوژ با بایاس مجاز سانتیفوژ میکروهماتوکریت مورد مقایسه قرار گیرد.
- دوره‌های کمتر از حد مجاز در زمان ۵ دقیقه نشانه خروج از کالیبر دور سانتیفوژ است که مهمترین دلیل آن کوتاه شدن ذغال میکروهماتوکریت و کاهش دور در دقیقه سانتیفوژ میکروهماتوکریت می‌باشد که منجر به افزایش کاذب هماتوکریت دستی و ایجاد خطا در روند کالیبراسیون دستی دستگاهی سل کانتر می‌گردد.
- ۳- تخلیه مکرر لوله‌های میکروهماتوکریت در داخل سانتیفوژ میکروهماتوکریت که مهمترین دلیل آن خرابی نواری لاستیکی داخل میکروهماتوکریت یا نظافت نادرست خون‌ها و خمیرهای تخلیه شده داخل سانتیفوژ می‌باشد.
- ویژگی‌های یک سانتیفوژ میکروهماتوکریت استاندارد:
 - الف- شعاع چرخش بیشتر از ۸ سانتی‌متر
 - ب- توانائی رسیدن به حداکثر سرعت در ۳۰ ثانیه
 - ج- توانائی ایجاد دور ۱۰۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ بر اساس واحد جی (بدون افزایش دما از حد ۴۵ درجه)
 - د- داشتن زمان سنج خودکار (با قابلیت تنظیم حداقل ۳۰ ثانیه)

منابع خطای انسانی در حوزه آنالیتیکال هماتولوژی

- ۱- خطا در دریافت و تحویل نمونه‌های معیوب هماتولوژی از بخش نمونه‌برداری (مثل نمونه با حجم ناکافی یا حاوی لخته‌های ریز و درشت یا نسبت نامتناسب خون و ضد انعقاد در انواع نمونه‌های هماتولوژی)
- ۲- خطا در حوزه تکنیک‌های دستی هماتولوژی (نظیر عدم آشنائی با روش‌های دستی شمارش سفید و قرمز و منابع خطای مربوطه / عدم آشنائی با رسم نمودار هموگلوبین به روش دستی / عدم آشنائی با منابع خطای رایج در روش‌های تکنیکال هماتولوژی به روش دستی نظیر روش‌های صحیح رنگ‌آمیزی رایت و گیمسا و رتیک و... / منابع خطا رایج در گروه‌بندی خون

/ منابع خطای رایج در تست‌های نظیر سدیمان و شمارش رتیک و تست‌های انعقادی روتین و اندازه‌گیری گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز و ..)

۳- خطای کارکنان در حوزه سیستم اتومیشن هماتولوژی: عدم آشنائی با اصول کار سیستم‌های اتومیشن هماتولوژی / عدم آشنائی با منابع خطا رایج در کالیبراسیون و نگهداری پیشگیرانه و اصلاحی سل کانتر

۴- خطا در حوزه کنترل کیفی و تضمین کیفیت هماتولوژی (عدم آشنائی با شاخص‌های آماری کیفی در هماتولوژی نظیر آزمون بازبینی یا چک تست / آزمون آماری تی جهت تصدیق کالیبراسیون / آزمون دقت و صحت جهت صحت‌گذاری سل کانتر یا سایر تجهیزات و متدهای جدید در آزمایشگاه / آزمون تست مضاعف در هماتولوژی / کاربرد روزانه دلتا چک تست‌های ارتباطی جهت شناسائی خطاهای پنهان / آزمون میانگین نتایج اندکس‌های هماتولوژی در بیماران / رسم منحنی وستگارد و نحوه کاربرد صحیح کنترل خون در بخش هماتولوژی و...)

۵- خطاهای شایع کارکنان در حوزه سیتومرفولوژی هماتولوژی :

عدم اعتماد به نفس کارکنان فنی هماتولوژی در گزارش‌دهی سیتومرفولوژی ابنرمال به دلیل عدم برخورد با اشکال غیرطبیعی در آزمایشگاه مربوطه یا عدم مرور اشکال مرفولوژیک غیرطبیعی هماتولوژی در حین خدمت. مرور مداوم و مقطعی اشکال غیرطبیعی هماتولوژی از طریق لام خون محیطی آموزشی یا اطلس هماتولوژی یا کامپیوتر یا کلاس‌های آموزشی حضوری جهت این گروه از کارکنان الزامی می‌باشد/ اعتماد به نفس کاذب و بیش از حد در گزارش موارد ابنرمال سیتومرفولوژی / ارائه یادداشت‌ها یا کامنت‌های غیرضروری هماتولوژی بدون تأیید و تصدیق مسئول فنی و سوپروایزر / عادت نادرست شمارش افتراقی (دیف) لام‌های هماتولوژی با عدسی ۴۰ به عنوان مثال یکی از مهمترین خطاهای ناشی از انجام دیف با عدسی ۴۰ کاهش کاذب شمارش منوسیت‌ها در حوزه شمارش افتراقی همکاران هماتولوژی می‌باشد / شمارش ناکافی سلول در دیف لام خون محیطی / عدم تمایز آرتیفکت‌های هماتولوژی از اشکال واقعی در گزارش مرفولوژی لام خون محیطی / عدم کنترل مجدد اشکال مرفولوژیک غیر طبیعی توسط فرد مجرب دوم قبل از گزارش‌دهی نهائی / عدم توجه توأم کارکنان هماتولوژی به مرفولوژی سفید و قرمز در حین دیف سلولی و سایر عوامل انگلی یا تک یاخته‌ای خونی

منابع خطا در حوزه معرف‌های هماتولوژی

ایزوتون رقیق‌کننده در سل کانتر: نقش (Isotone(diluent)

با توجه به اینکه در هر میکرولیتر خون به طور متوسط ۵ میلیون سلول وجود دارد برای شمارش دقیق و عبور تک‌تک سلول‌ها از روزنه امیدانسی دستگاه نیاز به یک مرحله رقیق‌سازی دقیق نمونه خون داریم، لذا ایزوتون نقش یک رقیق‌کننده ایزوتونیک مناسب جهت شمارش سلولی دقیق را ایفا می‌نماید.

در صورتی که قصد تعویض ایزوتون را در سل کانتر داشته باشیم، بهترین راه برای صحت‌گذاری معرف ایزوتون، دادن یک یا دو نمونه خون تازه یک بار قبل از تعویض ایزوتون (با ایزوتون قدیمی) و یک بار پس از تعویض ایزوتون به طور مقایسه‌ای می‌باشد و نهایتاً ارزیابی مقایسه‌ای اندکس حجم گلبولی نمونه‌ها در دو نوع ایزوتون می‌باشد. مشاهده اختلاف فاحش در

اندکس حجم گلبولی نشانه اختلاف فاحش در اسمولاریته دو محلول ایزوتون بوده که نیاز به کالیبراسیون مجدد سل کانتر دارد.

ویژگی‌های رقیق‌کننده هماتولوژی ایده‌آل (ایزوتون):

- ۱- کمترین تغییرات مرفولوژیک سلولی داشته باشد
- ۲- قابلیت رسانائی مناسب و پایدار (تغییر دما محیط از محدوده ۱۵ تا ۳۰ درجه که اپتیمال ایزوتون است منجر به تغییر میزان رسانائی ایزوتون می‌گردد)
- ۳- PH و فشار اسمزی مناسب (حاوی گلوکز و کلرور سدیم)
- ۴- دارای حداقل پارتيكل شناور اضافی (پارتيكل بیش از حد استاندارد منجر به ایجاد پالس کاذب و شمارش زمینه‌ای کاذب خصوصاً در حوزه شمارش پلاکت‌ها و گلبول‌های قرمز می‌گردد)
- ۵- دارای آنتی‌سپتیک مناسب (ممانعت از رشد قارچ و باکتری و تولید کدورت و پارتيكل اضافی در ایزوتون در زمان نگاه‌داری / به دلیل خاصیت انفجاری سدیم ازاید در لوله‌های سربی فاضلاب توصیه می‌شود آنتی‌سپتیک ایزوتون ماده‌ای به جز سدیم ازاید باشد)

نکات حین کار با محلول‌های سل کانتر:

- ۱- کنترل روزانه تاریخ انقضا و سری ساخت و شکل ظاهری کلیه محلول‌های دستگاه
- ۲- تهیه محلول‌ها و معرف‌ها از برندها و شرکت‌های معتبر با شرایط انتقال و نگاه‌داری مناسب و سازگار با سل کانتر
- ۳- هر محلول در زمان تعویض بایستی تاریخ همان روز بر روی آن ثبت گردد
- ۴- در پایان مصرف هر محلول به هیچ عنوان ته مانده هیچ محلولی نبایستی به ظروف محلول‌های جدید اضافه گردد، خصوصاً به دلیل تعداد پارتيكل بالا در انتهای محلول‌ها
- ۵- در هنگام تعویض محلول‌ها تکان داده نشوند
- ۶- محلول ایزوتون در مکان‌های با حرارت اطاق نگاه‌داری شوند محیط گرم منجر به آلودگی میکروبی در محلول‌ها و محیط سرد منجر به تشدید تشکیل ذرات یا پارتيكل‌های شناور اضافی در محلول‌ها می‌گردد.

لايز سل کانتر

تغییر ترکیب شیمیائی معرف لایزهموگلوبین در اثر نور و کهنه شدن لایز شایعترین منبع خطای ناشی از لایز سل کانتر می‌باشد لذا کنترل روزانه شفافیت و کیفیت لایز قبل از شروع به کار با سل کانتر ضروری است. جهت شمارش سلول‌های سفید و اندازه‌گیری هموگلوبین، پاره شدن اریتروسیت‌ها و حذف گلبول‌های قرمز به‌طور کامل ضروری است که با معرف لایز امکان پذیر است، لذا هرگونه عیب در معرف لایز منجر به نقص در لیز اریتروسیت‌ها و تولید کدورت یا جذب اضافی می‌گردد. عدم کارائی در معرف لایز سل کانتر عمدتاً منجر به کاهش کاذب میزان هموگلوبین و افزایش کاذب شمارش سفید در سل کانتر می‌گردد. بهترین راه کنترل صحت و کارائی معرف لایز جدید استفاده از یک یا دو نمونه خون تازه جهت کنترل مقایسه‌ای نتایج لایز قدیمی و جدید می‌باشد و بررسی اختلاف معنی‌دار بین نتایج هموگلوبین با دو نوع لایز (قدیمی و جدید) می‌باشد.

دو نوع معرف لایز موجود است که شامل :

۱- ساپونین (لایز گیاهی با کاربرد قدیمی)

۲- سورفاکتانتها (لایز جدید) :

الف - محلول لایز هیپوتونیک : لکوسیتها به میزان اندک آسیب دیده ولی چون بقایای غشای اریتروسیت باقی می ماند جهت روش های اپتیکال مناسب است و جهت سل کانترهای امیدانسی مناسب نمی باشد.

ب - محلول لایز کاتیونیک (فعال کننده سطحی) مناسب جهت سل کانترهای امیدانسی / عیب این محلول لیز کننده سریع اثرات آسیب سلولی وسیع آن است)

ج - محلول لایز غیر یونی (فعال کننده سطحی): تنها محلول لایز سریع است که هیچ بقایایی از سلول اریتروسیت باقی نمی ماند و کمترین آسیب سلولی را به سلول سفید می زند.

Partial diff lyse محلول لایز دیف نسبی

بهترین راه ارزیابی لایز دیف نسبی کنترل مقایسه ای نتایج دیف های دستی و دستگاهی (با لایز دیف نسبی) و تفکیک انواع سلول های با سایز متوسط در کلیه لام های خون محیطی می باشد. قابل ذکر است که کاربرد لایز دیف نسبی نیاز به دیف دستی لام های خون محیطی را از بین نمی برد، بلکه صرفاً به عنوان یک تأیید و صحت گذاری بر دیف های دستی عمل نموده و تاحدودی نیز سرعت عمل فرد دیف کننده را بالا می برد (در صورت اطمینان از نتایج دیف نسبی سل کانتر) بزرگی سلولها در لام خون محیطی به ترتیب شامل:

Mono>granulocyte>lymph

بزرگی سلولها پس از چروکیدگی ناشی از لایز دیف:

Neutrophil(Large cell) > mono/eos/baso(mid cell)> lymph(small cell)

لایز دیف منجر به لیز کامل اریتروسیتها و لیز نسبی لکوسیتها (چروکیدگی لکوسیتها به دلیل ایجاد سوراخ در غشاء لکوسیتها و خروج مایع داخل سلولی لکوسیت می باشد)

سلول بلاست و نابالغ و لنفوسیت های اتیپیک پس از مجاورت با لایز دیف نسبی در ناحیه میانی سایز قرار می گیرند .

سلولها با حجم متفاوت پالس های متفاوت حاصل می نمایند که توسط آستانه های متمایز کننده از هم افتراق داده می شوند) به عنوان مثال ذراتی با حجم ۲۰-۲۵ فمتولیترا به عنوان پلاکت / ذرات با حجم ۳۶۰-۳۶۰ فمتولیترا اریتروسیت

در جایگاه شمارش لکوسیت سلولها به سه گروه به لحاظ سایز تقسیم می شوند : و

SCR ذراتی با حجم ۸۴-۳۵ فمتولیترا سلول کوچک (لنفوسیت)

MCR ذرات با حجم ۱۱۴-۸۴ فمتولیترا سلول متوسط (میانی) شامل بازوفیل و منوسیت و ائوزینوفیل و لنف اتیپیک و

سلول های نابالغ

LCR ذرات با حجم ۳۰۰-۱۱۴ فمتولیترا شامل نوتروفیل و باند و متامیلوسیت

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان حضرت سید الشهداء (ع)

بخش کنترل کیفی و آموزش

منابع فارسی :

- ۱- کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی / علی ملکی - دکتر کاویانی ۱۳۸۸ - انتشارات اندیشه رفیع
- ۲- مدیریت کیفیت فراگیر در آزمایشگاه بالینی / دکتر درگاهی ۱۳۸۲- انتشارات دانشگاه تهران
- ۳- اصول هماتولوژی و روش‌های آزمایشگاهی / دکتر آزر م ۱۳۷۰- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- ۴- دستگاه‌های خودکار شمارنده سلولی / دکتر داهیم -۱۳۸۸- آزمایشگاه مرجع سلامت
- ۵- کتاب جامع تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده‌های تشخیصی ۱۳۸۱ دکتر سقا

Reference:

- 1- Practical hematology dacie & lewis 10th edition 2006
- 2- WHO guide line (quality assurance in hematology) 98.4

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان حضرت سید الشهداء (ع)

بخش کنترل کیفی و آموزش

ردیف	نام	تاریخ دریافت جزوه	تاریخ برگشت جزوه	امضاء
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				