



مهارت‌های آزمایشگاهی در تست های انعقادی

دکتر حبیب‌اله گل افشان

- ۱- در هنگام روبرو شدن با مشکلات زیر در آزمایش زمان پروترومبین (prothrombin time) یا آزمایش PTT (partial thromboplastin time) چه راهکاری وجود دارد؟
- ۱) نمونه خون بیشتر یا کمتر از حجم لازم تهیه شده است.
 - ۲) نمونه خون همولیز و یا ژاندیس و یا هایپر لیپیدی می دارد.
 - ۳) نمونه دارای ذرات ریز لخته است.
 - ۴) پس از سانتیفریوژ مشاهده می شود که هماتوکریت بیمار (حجم فشرده گلبول های قرمز) بیشتر از ۵۰ درصد است.
 - ۵) نمونه خون در ضدانعقاد سیترا سدیم با غلظت ۳/۸٪ بجای ۳/۲ درصد تهیه شده است.

- ۲- برای تهیه پلاسما جهت آزمایش های انعقادی دور سانتیفریوژ چه مقدار است؟ برای کدام آزمایش انعقادی سفارش می شود که پلاسمای جدا شده برای بار دوم سانتیفریوژ شود؟
- گاهی در هنگام آزمایش PT یا PTT نخست لخته های ریز شبیه تار عنکبوت ظاهر می شود و پس از مدتی لخته کامل شکل می گیرد. دلیل این پدیده چیست؟
 - نگهداری نمونه خون برای آزمایش PT و PTT چگونه است؟ چرا نگهداری پلاسما در ۴ درجه منجر به کوتاه شدن زمان PT می شود؟ چرا برای پیگیری درمان با هپارین بایستی پلاسما ظرف یک ساعت برای آزمایش PTT از خون جدا شود؟
 - مفهوم INR چیست؟ ISI چیست؟ چرا در هر کیت PT دو نوع ISI ذکر می شود؟ کارخانه سازنده کیت چگونه ISI را بدست می آورد؟ آیا ممکن است ISI کیت برای دستگاه کوآگولومتر آزمایشگاه صادق نباشد؟
 - آیا واحد INR فقط برای بیمارانی گزارش می شود که روی درمان با وارفارین هستند؟

- ۳- اگر میزان سیترا سدیم برای هماتوکریت تصحیح نشود چه تأثیری در آزمایش های PT یا PTT دارد؟ راستی چرا سیترا سدیم ۳/۲ درصد به عنوان ضد انعقاد انتخاب شده است؟ قبلاً ۳/۸٪ هم بلامانع بود.
- چنانچه آزمایش های PT یا PTT طولانی بود چگونه می توان پی به علت طولانی بودن آنها برد؟
 - بازدارنده انعقادی چیست؟



■ چگونه می توان بازدارنده را از کمبود فاکتور که هر دو موجب طولانی شدن آزمایش های انعقادی می شوند افتراق داد؟

۴- مردی ۶۰ ساله بدون میل به خونریزی و بدون سابقه اختلال انعقادی در خانواده جهت جراحی قلب در بخش بستری شده است، آزمایش های قبل از عمل بشرح زیر است.

PT= 13Secreference Range 11 – 13 Sec

PTT = >120 Sec.....reference Range 30 – 35 Sec

Plat count = 350.000/ mm³

شما در مشورت با پزشک جراح چه ایده های تشخیصی را ارائه می دهید؟

۵- آزمایش های انعقادی پسر بچه ای ۵ ساله قبل از جراحی بشرح زیر است.

PT= 12.0 Sec.....reference Range 11 – 13 Sec

PTT = 30.0 Sec.....reference Range 28 – 35 Sec

Plat = 400.000/ mm³

Fibrinogen= 300 mg/dl

آیا با آزمایش های بالا می توان مطمئن بود که خونریزی بیمار را تهدید نمی کند؟ آیا نیاز به پرسش تاریخچه خونریزی با توجه به آزمایش های فوق وجود دارد؟

۶- خانمی مبتلا به COPD (بیمار انسداد مزمن ریوی) با هماتوکریت ۶۸٪ نیاز به عمل جراحی دارد. آزمایش های قبل از جراحی بشرح زیر است:

PT= 19.0 Sec.....reference Range 11 – 13 Sec

PTT = 52.0 Sec.....reference Range 30 – 35 Sec

BT = 5 min.....reference Range 2-7min



بیمار سابقه مصرف داروهای ضد انعقادی و سابقه میل به خونریزی ندارد پیشنهاد و تفسیر شما چیست؟

۷- برای یک بیمار مبتلا به هموفیلی A پزشک تقاضای آزمایش فوری جهت بازدارنده فاکتور ۸ نموده است، چگونه این آزمایش انجام می شود؟

۸- خانمی ۲۵ ساله مبتلا به خونریزی شدید بعد از زایمان شده است و تاریخچه خونریزی در این خانم و اعضای خانواده منفی است. نتایج آزمایش بشرح زیر است

PT= 14.0 Sec..... reference Range 11 – 13 Sec

PTT = 180 Sec..... reference Range 30 – 35 Sec

Plat count = 300.000/ mm³

BT =4min.....reference Range 2-7min

برای این خانم تقاضای سنجش فاکتورهای انعقادی شده است و فاکتور ۸ کمتر از یک درصد گزارش شده است. چگونه ممکن است خانمی در این سن به شبه هموفیلی مبتلا گردد؟

۹- آزمایش PT بیماری ۱۳ ثانیه با کنترل ۱۲ ثانیه و PTT بیمار ۱۸۰ ثانیه (محدوده رفرانس ۳۵-۳۰ ثانیه است). آزمایش مخلوط هم حجم پلاسما بیمار با پلاسمای نرمال (1:1 mix) در زمان های صفر و دو ساعت از نگهداری مخلوط پلاسما در ۳۷ درجه بترتیب ۳۲ و ۴۰ ثانیه بوده است. تفسیر شما چیست؟

تفسیر

پاسخ به پرسش ها را در میان نکته های کلیدی بیابید.



نکته‌های کلیدی در آزمایش‌های انعقادی

آزمایش زمان پروترومبین


اساس آزمایش:

معرف PT که با نام‌های فاکتور بافتی یا ترومبوپلاستین بافتی نامیده می‌شود به طریقه تکنولوژی DNA یا با تخلیص فاکتور بافتی تهیه می‌گردد و به صورت محلول فسفولیپوپروتئینی بافری شده با کلسیم کلراید ۰/۰۲۵ مولار به صورت سوسپانسیون درمی‌آید. ارگان‌هایی مانند مغز و ریه و جفت سرشار از فاکتور بافتی هستند. مخلوط معرف PT با پلاسما، موجب فعال کردن فاکتور ۷ و ایجاد کمپلکس با آن می‌گردد. کمپلکس فاکتور ۷ با فاکتور بافتی، فاکتور ۱۰ را به ۱۰ فعال تبدیل می‌کند. فاکتور ۱۰ فعال در همراهی با کوفاکتور ۵ فعال موجب شکستن پروترومبین به آنزیم ترومبین می‌گردد. ترومبین با جدا کردن فیبرینوپیپتیدهای A و B از مولکول فیبرینوژن آن را به مونومرهای فیبرین تبدیل می‌کند.

مونومرهای پلیمری شده فیبرین، شبکه پلیمری فیبرین یا لخته را ایجاد می‌کنند. آزمایش PT به کاهش فاکتور ۷ بسیار حساس است و دارای حساسیت متوسط به کاهش فاکتورهای ۵ و ۱۰ می‌باشد، آزمایش به کاهش شدید پروترومبین و فیبرینوژن نیز حساس است، ولی به کاهش فاکتورهای ۸ و ۹ غیرحساس می‌باشد.


آزمایش PT، فاکتورهای انعقادی مسیر خارجی (۱۰ و ۷ و ۵ و ۲ و ۱) را ارزیابی می‌کند و گفتنی است که سه فاکتور از ۴ فاکتور وابسته به ویتامین K یعنی ۲ و ۷ و ۱۰ در این مسیر قرار دارند؛ از اینرو در پیگیری درمان با آنتاگونیست‌های ویتامین K مانند وارفارین که به عنوان داروی ضد انعقاد کاربردی گسترده دارد، آزمایش مناسبی است.





مسیر انعقادی آزمایش PT

✓ زمان PTT مدت لازم جهت تولید لخته فیبرینی با افزودن فسفولیپید (سفالین)، فعال کننده فاکتورهای تماسی (مانند کائولین، سیلیکا، الازیک اسید، سلایت) و یون کلسیم به پلاسما در حرارت ۳۷ درجه می‌باشد. تمام فاکتورهای انعقادی بجز ۷ و ۱۳ در مسیر انعقادی آزمایش PTT (مسیر داخلی یا intrinsic) شرکت دارند. از این رو نرمال شدن PT یا PTT کمبود فاکتور ۱۳ را کنار نمی‌گذارد.



مسیر داخلی انعقاد خون یک پدیده آزمایشگاهی است که با آزمایش
aPTT(activated partial thromboplastin time) یا زمان نسبی



(پارشیاال) ترومبوپلاستین ارزیابی می‌شود. در این مسیر تمام فاکتورهای
انعقادی به جز ۷ و ۱۳ شرکت دارند. مواد با شارژ منفی از قبیل کائولین، سلیت و
الاژیک اسید باعث خود فعال سازی فاکتور ۱۲ انعقاد می‌گردند.

نکته‌های کلیدی

- ✓ ضد انعقاد مناسب برای آزمایش‌های PT و PTT سیترات سدیم ۳/۲ درصد است که برای این منظور ۳/۲ گرم از سیترات سدیم دوآبه در ۱۰۰ سی‌سی آب مقطر حل می‌شود.
- ✓ برای مطالعات انعقادی ۹ حجم خون به یک حجم سیترات سدیم اضافه می‌شود؛ برای مثال ۰/۲ سی‌سی سیترات سدیم و ۱/۸ سی‌سی خون و یا ۲/۷ سی‌سی خون با ۰/۳ سی‌سی سیترات سدیم مخلوط می‌شود. گفتنی است که قبلاً استفاده از سیترات سدیم ۳/۸٪ هم بلامانع بود ولی استانداردها هم‌اکنون فقط ۳/۲ درصد را معیار قرار می‌دهد.
- نسبت ۹ حجم خون به یک حجم سیترات برای هماتوکریتهای زیر ۵۵٪ است و چنانچه هماتوکریتهای بیماری بیشتر یا مساوی ۵۵ درصد باشد بایستی مقدار سیترات را با توجه به هماتوکریتهای تنظیم کرد.

$$100 - \text{HCT} / 595 - \text{HCT} = \text{حجم سیترات برای یک سی‌سی خون}$$

مثال: برای تهیه ۲ سی‌سی خون برای آزمایش‌های PT و PTT بیماری با هماتوکریتهای ۷۰٪ نیاز به ۰/۱ سی‌سی سیترات است که با خون به حجم ۲ سی‌سی رسانیده می‌شود.

$$0/05 = 100 - 70 / 595 - 70 = \text{سیترات لازم برای یک سی‌سی}$$


$$0/1 = 0/05 \times 2 = \text{حجم سیترات برای تهیه ۲ سی‌سی}$$

راستی اگر به جای ۰/۱ سی‌سی از ۰/۲ سی‌سی سیترات سدیم ۱/۸ سی‌سی خون استفاده می‌شد چه اتفاقی رخ می‌داد؟

با توجه به اینکه حجم پلاسما در فرد پرخون کم است، ۰/۲ سی‌سی سیترات در این حجم کم از پلاسما توانایی دارد که با پیوند بهیون کلسیم که در هنگام انجام آزمایش اضافه می‌شود آن را از حالت یونیزه خارج کرده و کلسیم کافی در اختیار فاکتورهای انعقادی قرار نگیرد و از این رو منجر به طولانی شدن کاذب PT یا PTT شود.



بدون داشتن برگه CBC چگونه پی به بالا بودن هماتوکریت برده و اقدام به تنظیم حجم سیترات شود؟



سیترات اضافی در حجم کم پلاسماي بیمار پر خون، با پیوند به کلسیم اضافه شده در هنگام آزمایش موجب طولانی شدن کاذب آزمایش می شود

هنگامی که نمونه خون سانتریفوژ شد، همین که مشاهده کردید گلبول های قرمز فشرده شده بیشتر از ۵۰٪ از حجم را اشغال می کنند و جواب PT یا PTT بیمار طولانی است، بایستی از ارسال جواب آزمایش خودداری کرده و آزمایش را دوباره با تنظیم سیترات تکرار کرد.

گاهی نمونه خون برای آزمایش PT یا PTT کمتر از حد استاندارد است آیا چنین نمونه هایی می توانند مورد پذیرش قرار گیرند؟

چنانچه حجم نمونه خون تا ۹۰٪ حجم استاندارد است می توان مورد پذیرش قرار داد؛ برای مثال برای حجم ۲ سی سی خون تغییرات ± 0.2 سی سی بلامانع است.

چرا استفاده از سیترات سدیم ۳/۸٪ ممنوع شده است؟

چون غلظت زیاد سیترات به ویژه برای نمونه های با حجم کم یا نمونه با هماتوکریت بیشتر از نرمال موجب برداشت کلسیم از معرف شده که نتیجه آن طولانی شدن کاذب PT و یا PTT است.

آیا لزومی به افزایش حجم سیترات برای نمونه های با کاهش هماتوکریت است؟



لزومی به افزایش حجم سیترات ندارد و می توان از نسبت ۹ به یک استفاده کرد.

گاهی نمونه های خون برای آزمایش های PTT و PT همولیز، زرد، چرب و شیری رنگ است. در این موارد چه باید کرد؟

چنانچه همولیز چشمگیر باشد نمونه جدید درخواست کنید. انجام آزمایش PT و PTT روی نمونه های زرد و چرب با روش دستی و کوآگولومترهای مکانیکی بلامانع است ولی با آنالیزورهای فتوآپتیک ایجاد خطا می کند.


✓ نمونه خون برای آزمایشات انعقادی بایستی با دور 1500 g برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه سانتریفوژ گردد و پلاسما شفاف و فاقد پلاکت (کمتر از ۱۰۰۰۰ در میلیمتر مکعب) تهیه شود، از بکارگیری ترمز سانتریفوژ اجتناب کنید.

✓ پلاسما منجمد را بایستی به سرعت در ۳۷ درجه آب کرد و دقت کنید تا بیشتر از ۱۰ دقیقه در ۳۷ درجه نگهداری نشود. آب کردن پلاسما در حرارت اتاق موجب رسوب کرایو شده و چنانچه خوب مخلوط و یکنواخت نشود موجب کاهش شدید فاکتورهای ۸ و فون ویلبراند و ۱۳ و فیبرینوژن می گردد.

✓ بهتر است نمونه های خون برای آزمایش PT و PTT در دمای اتاق نگهداری و تا ۴ ساعت انجام شود. گرچه نگهداری نمونه در لوله سربسته تا ۲۴ ساعت در حرارت ۱۸-۲۴ درجه برای PT و تا ۴ ساعت برای PTT بلامانع است. اگر آزمایش PTT به منظور پیگیری درمان با هپارین باشد بایستی آزمایش در یکساعت انجام شود و یا پلاسما فاقد پلاکت را جدا ساخته و تا ۴ ساعت مورد آزمایش قرار داد. در غیر اینصورت رها شدن فاکتور ۴ پلاکتی از پلاکتها موجب خنثی شدن هپارین موجود در پلاسما گشته و جواب صحیحی از PTT برای پیگیری بدست نمی دهد.

✓ آلوده شدن نمونه خون به ضدانعقاد EDTA و یا هپارین و یا ژل های ترومبین دار موجب طولانی شدن آزمایش های انعقادی می گردند و از اینرو لوله آزمایش مربوط به PT و PTT اولین لوله ای است که نمونه گیری می شود.





لوله آزمایش مربوط به PT و PTT اولین لوله‌ای است که نمونه‌گیری می‌شود.

- ✓ هرگز نبایستی برای آزمایشات انعقادی نمونه از یک لوله به لوله دیگر برای تنظیم حجم منتقل گردد. هر چند که ضدانعقاد هر دو لوله سیتراست سدیم باشد. این کار موجب بهم خوردن نسبت صحیح ضد انعقاد می‌شود.
- ✓ چنانچه برای تهیه نمونه خون از مسیر کاتتر آغشته به هپارین، نمونه خون جهت آزمایشات انعقادی تهیه می‌گردد، سفارش می‌شود. که ۵ تا ۱۰ سی‌سی اولیه دور ریخته شود.
- ✓ پلاسما را می‌توان برای دو هفته در دمای ۲۰- درجه و تا ۴ هفته در دمای ۷۰- درجه نگهداری کرد. نگهداری نمونه‌ها در حرارت اتاق موجب کاهش فاکتورهای آسیب پذیر مانند ۵ و ۸ می‌شود. پلاسما فاقد پلاکت (پلاکت کمتر از ۱۰۰/۰۰۰ در میلیمتر مکعب) را بایستی منجمد ساخت و رعایت این نکته برای تست‌های ضد فسفولیپید روی نمونه‌های منجمد شده اساسی است و از اینرو سفارش می‌شود که پلاسما دوبار سانتریفوژ شده جهت آزمایش‌های ضد فسفولیپیدی منجمد گردد. در غیر این صورت فسفولیپیدهای پلاکتی موجب خنثی کردن آنتی‌بادی‌های ضد فسفولیپیدی گشته و آزمایش‌های ضد فسفولیپیدی منفی کاذب می‌شوند.
- ✓ آزمایش زمان پروترومبین به صورت دابل انجام می‌گیرد و تفاوت جواب‌ها بایستی در محدوده ۵٪ با یکدیگر مطابقت داشته باشند. در دستگاه‌های اتوماتیک که نمونه و معرف به صورت خودکار اضافه می‌کند، تست تکی بعد از ارزیابی تکرارپذیری پس از انجام ۱۰۰ تست دابل که تفاوت جواب‌ها بیشتر از ۵ درصد نبوده باشد قابل گزارش است.
- ✓ کیت‌های اندازه‌گیری زمان PT دارای فاکتور بافتی و فسفولیپید بافری شده با کلسیم کلراید ۰۲۵/مولار است. برخی از کیت‌های PT با داشتن هپاریناز یا جاذب سلولز، هپارین موجود در پلاسما را خنثی




آزمایشگاه مرکز پزشکی حضرت سیدالشهداء

اصفهان ، بزرگراه خیام کوی نهر فرشادی تلفن ۰۲۱۰ ۳۲۳۵
<http://omid.mui.ac.ir/> Email : labomid@gmail.com

- می سازند. اینگونه کیت های PT برای پیدا کردن دُز درمانی وارفارین در بیماری که همزمان تجویز هپارین و کومارین دارد بسیار سودمند است، چون هپارین در دُز بالا آزمایش PT را طولانی می کند.
- ✓ برای آزمایش PT یا PTT پلاسما را نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه در ۳۷ درجه نگه داشت. دمای انکوباتور بایستی در محدوده 37 ± 1 درجه باشد.
- ✓ تغییرات روزانه (CV آنالیزورها) برای آزمایش PT و PTT پلاسما طبیعی و غیرطبیعی بایستی کمتر از ۵٪ باشد. آزمایشگاه بایستی برای تمام سیستم های غیر دستی از ۲ سطح کنترلی برای هر ۸ ساعت کار و هر وقت که معرف ها تغییر می کند، داشته باشد. سفارش می شود که یکی از سطوح کنترلی در محدوده طیف درمان با وارفارین و دیگری در محدوده رفرانس باشد. چنانچه تعداد آزمایشات روزانه زیاد است یکی از دو تا سه سطح کنترلی به صورت آلترناتیو هر ۴ ساعت به دستگاه داده شود.
- ✓ از کیت های معمولی PT نمی توان برای غربال کردن آنتی بادی های ضد فسفولیپیدی استفاده کرد زیرا مقدار زیاد فسفولیپید که در کیت بکار رفته است منجر به خنثی شدن آنتی فسفولیپید در پلاسما می گردد. از اینرو برخی از کیت های PT دارای فسفولیپید رقیق شده و حساس به ضد فسفولیپید هستند.
- ✓ با آزمایش زمان پروترومبین می توان غلظت فاکتورهای انعقادی ۲ و ۵ و ۷ و ۱۰ را مورد سنجش قرار داد، برای مثال برای اندازه گیری فاکتور ۷ از پلاسما فاقد فاکتور ۷ استفاده می شود که با پلاسما بیمار که هدف، سنجش مقدار فاکتور ۷ است مخلوط شده و روی مخلوط آزمایش PT گذاشته می شود. بدیهی است که آزمایش PT پلاسما تهی شده از فاکتور ۷ بسیار طولانی است ولی با مخلوط شدن با پلاسما بیمار زمان PT کوتاه تر می شود. درجه کوتاه شدن زمان PT بستگی به غلظت فاکتور ۷ در بیمار دارد که با منحنی استاندارد مقایسه می گردد. سایر فاکتورها نیز بدین روش مورد سنجش قرار می گیرند.
- ✓ برخی از گونه های جهش یافته فاکتور ۷ مانند فاکتور هفت پادوا (padua) و فاکتور هفت یاموماتو (yamomoto) واکنش یکسانی با فاکتور بافتی از منابع مختلف ندارند، برای مثال فاکتور هفت پادوا با فاکتور بافتی از نوع انسانی (human) در پروسه انعقاد شرکت کرده و جواب صحیحی از PT را بدست می دهد، در حالیکه با معرف بافتی حیوانی (animal) جواب طولانی می دهد. وراثت فاکتور ۷ پادوا موجب خونریزی نمی شود زیرا با فاکتور بافتی انسانی در پدیده انعقاد شرکت می کند.
- ✓ آزمایش نرمال PT اختلال انعقادی را کنار نمی گذارد این آزمایش در هموفیلی های A (کمبود فاکتور ۸) و B (کمبود فاکتور ۹) و C (کمبود فاکتور یازده) نرمال است.



- ✓ فاکتور ۷ در سرمای ۴ درجه خود فعال می شود (autoactivation) از این رو قرار دادن پلاسما در ۴ درجه موجب کوتاه شدن ۲-۳ ثانیه ای در آزمایش PT می شود، همچنین مشاهده شده است که تزریق فاکتور ۷ فعال نوآوری شده rVII(Novoseven) موجب کوتاه شدن زمان PT می گردد.
- ✓ داروهای جدید بازدارنده فاکتور X_a و ترومبین موجب طولانی شدن آزمایش PT می شوند. از بازدارنده های X_a می توان به داروهای Rivaroxaban و apixaban اشاره کرد. هیرودین و آرگاتروبان بازدارنده مستقیم آنزیم ترومبین می باشند.
- ✓ چنانچه دستگاه کوآگولومتر (Coagulometer) بر مبنای تغییرات جذب نوری (optical density) نقطه پایان تست (End point) را گزارش می کند، آزمایش PTT نمونه های ژاندریس، کدر و هایپرلیپیدی را به طور کاذب کوتاه گزارش می کند.



اساس کار دستگاه کوآگولومتر (Coagulometer) با تکنولوژی فتو اپتیک

- ✓ با استفاده از کوآگولومتر فتو اپتیک می توان الگوی PTT دوفازه یا موجی شکل را مورد شناسایی قرار داد؛ بدین مفهوم که قبل از تشکیل لخته نهایی، ماکرومولکول هایی از کمپلکس CRP با VDRL شکل می گیرند که موجب یک شیب اولیه در کاهش ترانسمیتانس می شود و پس از آن با تشکیل لخته نهایی میزان T (Transmittance) به حداقل خود می رسد. کوآگولومتر این پدیده را با رسم گراف به صورت منحنی موج دار نشان می دهد، در حالیکه در سایر موارد PTT تک موج دیده می شود. در رسم گراف PTT، زمان بر حسب ثانیه روی محور X و ترانسمیتانس (T (Transmittance) روی محور Y رسم می شود. PTT دوفازه موجی شکل در انعقاد داخل عروقی منتشره (DIC) مشاهده شده است. در بیماران بدحال تبدیل PTT تک موج به دوفازه دارای پیش آگهی نامطوب است.



✓ برای حساس کردن کیت PTT در شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد فسفولیپیدی یا بازدارنده لوپوس از مقدار کم فسفولیپید و فعال کننده سیلیکا استفاده می‌شود، که به آن کیت PTT حساس به آنتی‌بادی‌های ضد فسفولیپیدی گفته می‌شود.

✓ در آزمایش PTT می‌توان با تغییر دادن زمان انکوباسیون مخلوط پلاسما با فسفولیپید و فعال کننده، آزمایش را به کمبود فاکتورهای تماسی، حساس یا غیرحساس کرد. برای مثال در انکوباسیون ۲ دقیقه‌ای مخلوط پلاسما و سفالیت که در آزمایش روزمره PTT به کار می‌رود، آزمایش PTT به کمبود فاکتورهای تماسی حساس شده و ممکن است در کمبود فاکتورهای تماسی زمان PTT بیشتر از ۱۲۰ ثانیه شود. با انکوباسیون ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای زمان PTT در کاهش فاکتورهای تماسی به ویژه پره‌کالیکرئین کوتاه می‌شود و از اینرو سفارش می‌شود که هر وقت PTT طولانی شود، یک بار دیگر آزمایش با انکوباسیون طولانی‌تر مخلوط پلاسما با معرف PTT نیز انجام گیرد. استفاده از فعال کننده الاژیک اسید زمان طولانی PTT ناشی از کمبود پره‌کالیکرئین را نیز نرمال می‌کند.

طولانی شدن بیشتر از ۲ دقیقه‌ای معمولاً کمبود فاکتورهای تماسی را مطرح می‌کند. گفتنی است که در کمبود یک درصدی فاکتورهای ۸ و ۹ زمان PTT بین ۷۰ تا ۱۸۰ ثانیه گزارش شده است.

کمبود فاکتورهای تماسی مانند ۱۲ و پره‌کالیکرئین موجب خونریزی نمی‌شود و عمل جراحی بدون هیچ نگرانی انجام می‌گیرد. در میان فاکتورهای تماسی کمبود فاکتور ۱۱ موجب خونریزی می‌گردد. در کمبود فاکتور ۱۲ زمان PTT و ACT (زمان انعقاد فعال شده) طولانی می‌گردد.

در عمل جراحی قلب با هپارینه کردن خون بیمار زمان ACT بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ ثانیه تنظیم می‌شود که بیانگر هپارینه شدن مناسب بیمار و لخته نشدن خون در مسیر پمپ اکسیژناتور است. کمبود فاکتور ۱۲ گرچه منعی برای جراحی ندارد ولی موجب طولانی شدن زمان ACT می‌گردد. در این موارد میزان مناسب هپارینه شدن بیمار با آزمایش Anti Xa صورت می‌گیرد.

✓ آزمایش PTT برای پیگیری درمان با هپارین UFH به کار می‌رود. آزمایش PTT به سطح فاکتور ۸ بسیار حساس است. فاکتورهای ۸ و فون ویلبراند و فیبرینوژن در گروه پروتئین‌های فاز حاد هستند و افزایش شدید فاکتور ۸ منجر به کوتاه شدن زمان PTT گردیده و از این‌رو ممکن است پیگیری درمان با هپارین را مشکل‌ساز کند افزایش شدید فاکتور ۸ که در برخی از بیماری‌های التهابی و کبدی رخ می‌دهد موجب کوتاه شدن زمان آزمایش PTT شده و ممکن است بر کمبود فاکتورهای انعقادی پوشش گذارد.



- ✓ فعالیت کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصدی از هر فاکتور انعقادی (بجز فاکتورهای ۷ و ۱۳) و نیز کاهش فیبرینوژن به کمتر از 100 mg/dl منجر به طولانی شدن زمان PTT می‌گردد.
- ✓ در بیماری که آزمایش PT طولانی دارد چنانچه با تزریق پلاسما اقدام به جبران فاکتور شود زمان طولانی PT به صورت خطی پایین نمی‌آید، بلکه اول به صورت یک شیب تند زمان PT کوتاه شده و سپس دارای تغییرات اندک می‌گردد، برای مثال چنانچه PT بیماری ۳۰ ثانیه باشد و با تزریق FFP سطح فاکتورها از ۵ به ۳۰٪ برسد زمان PT با یک شیب تند کوتاه شده و برای مثال به ۱۷ ثانیه می‌رسد. حال چنانچه سطح فاکتور به ۵۰٪ افزایش یابد زمان PT ممکن است تنها ۲ ثانیه کوتاه شود.
- ✓ جهت تهیه پلاسما یا منجمد کردن آن برای آزمایش‌های ضدفسفولیپیدی بایستی هرچه سریع‌تر پلاسما فاقد پلاکت تهیه کرد. توجه داشته باشید که آنتی‌بادی‌های مایل به لیپیدها (آنتی‌بادی‌های لیپوفیلیک) جذب پلاکت‌های فعال شده گردیده و آزمایش منفی کاذب می‌شود. سفارش می‌شود که برای آزمایش ضد فسفولیپیدی، نمونه ۲ بار سانتریفوژ گردد. بار اول خون را با سرعت 2000 g برای ۱۰ دقیقه سانتریفوژ کرده و سپس پلاسما را به لوله پلاستیکی منتقل کرده و ۱۰ دقیقه دیگر با دور 2500 g سانتریفوژ می‌شود. پلاسما را در یک لوله ریخته و مورد آزمایش قرار گرفته یا منجمد می‌گردد.
- ✓ بر مبنای آزمایش PTT می‌توان کلیه فاکتورهای انعقادی بجز ۷ و ۱۳ را مورد سنجش قرار داد؛ برای مثال جهت سنجش فاکتور ۸، پلاسما بیمار مشکوک به کمبود فاکتور ۸ را با پلاسمایی که تنها فاکتور ۸ ندارد مخلوط کرده و آزمایش PTT صورت می‌گیرد. درجه کوتاه شدن زمان PTT پلاسمای مخلوط ارتباط با غلظت فاکتور ۸ در پلاسما بیمار دارد. واضح است که زمان PTT پلاسمای فاقد فاکتور ۸ بسیار طولانی و لخته پذیر نیست و به میزانی که پلاسما بیمار بتواند کمبود فاکتور ۸ را در مخلوط پلاسما جبران کند آزمایش PTT کوتاه‌تر می‌شود.
- ✓ آزمایش PTT در بیمارانی که دُز زیاد هپارین از قبیل جراحی قلب می‌گیرند جواب نداده و پلاسما لخته پذیر نمی‌باشد. در اینحالت از آزمایش ACT (activated clotting time) برای پیگیری دُز هپارین استفاده می‌شود. برای آزمایش ACT خون تازه بیمار به لوله آزمایش که حاوی مواد شارژدار منفی از قبیل کائولین، سلایت و یا سیلیکا است اضافه و مخلوط می‌گردد و زمان انعقاد بدست می‌آید. زمان ACT نرمال 13 ± 10.7 ثانیه است و در طی جراحی قلب زمان ACT با هپارینه کردن خون بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ ثانیه نگه داشته می‌شود تا خون در مسیر پمپ اکسیژناتور لخته نشود. سفارش می‌شود که چنانچه از داروی آپروتینین



در حین جراحی استفاده می‌شود، از فعال کننده کائولین برای تست ACT استفاده‌گردده، زیرا سلایت زمان ACT را در مجاورت دارو طولانی‌تر نشان می‌دهد.

✓ چنانچه آزمایش PTT برای پیگیری دز درمانی هپارین بکار می‌رود و بیمار روی تجویز هپارین است، بایستی پلاسما را ظرف یکساعت از خون جدا کرد، در غیر این صورت تراوش PF4 (فاکتور ۴ پلاکتی) از پلاکت‌ها با خنثی کردن هپارین موجود در نمونه خون منجر به کوتاه شدن زمان PTT شده و ارزیابی دقیقی از پیگیری درمان با هپارین را نشان نمی‌دهد. البته چنانچه آزمایش PTT به منظور پیگیری درمان با هپارین نباشد می‌توان تا ۴ ساعت آزمایش را انجام داد.

مفهوم واژه‌های INR و ISI

✓ دز درمانی وارفارین وابسته به سنجش صحیح INR یا نسبت همسوسده بین‌المللی است. برای محاسبه INR به موارد زیر نیاز است:

- ۱- معرف PT با عدد ISI (اندکس حساسیت بین‌المللی)
- ۲- پلاسما سیترات‌هپیمار
- ۳- میانگین جئومتریک (Geometric mean) از زمان پروترومبین پلاسماهای نرمال

$$INR = (PT \text{ test} / \text{Mean PT})^{ISI}$$

ISI درجه حساسیت معرف بافتی است که توسط کارخانه سازنده با استفاده از روش استاندارد WHO محاسبه می‌گردد. معرف بافتی استاندارد WHO با روش نوآوری DNA تهیه می‌شود؛ بدین مفهوم که فاکتور بافتی آن شبیه به عصاره مغز انسان توسط مهندسی ژنتیک توسط میکروب E.coli و یا مخمر تهیه شده و سپس در آزمایشگاه به آن لیپید (Lipidated) اضافه می‌گردد. استاندارد اولیه معرف بافتی WHO دارای ISI یک و بسیار حساس است.


منظور از بسیار حساس این است که آزمایش PT در کمبود فاکتورهای وابسته به ویتامین K ناشی از تجویز وارفارین، به طور چشمگیر طولانی می‌شود. یک شرکت سازنده برای محاسبه ISI معرف PT نیاز به معرف بافتی استاندارد WHO، ۶۰ نمونه پلاسما وارفارینه از بیمارانی که روی درمان با دزهای مختلف وارفارین و INR پایدار هستند و همچنین ۲۰ نمونه نرمال دارد. آزمایش PT هر نمونه پلاسما یک بار با معرف



استاندارد WHO (ISI =1) و یک با هم با معرف شرکت سازنده انجام می گیرد. برای هر نمونه مختصات X و Y که به ترتیب مربوط به جواب PT شرکت سازنده و مربوط به معرف استاندارد است بدست می آید. با انتقال داده های X و Y از نمونه های هپارینه و سالم بر روی کاغذ لگاریتمی دوپل، نمودار آن ترسیم می گردد. حاصل ضرب ISI مرجع در شیب نمودار (slope) برابر ISI شرکت سازنده کیت PT می باشد. دریافت ISI، آزمایش PT بر مبنای INR یا نسبت همسو شده بین المللی محاسبه می گردد و معرف بافتی شرکت سازنده همسو و معادل با معرف WHO می گردد.

$$INR = (\text{sample PT} / \text{MN PT})$$

با محاسبه INR جواب آزمایش PT غیر وابسته به نوع معرف بافتی می گردد و مثل این است که هر آزمایشگاهی که جواب PT بر مبنای INR گزارش می کند با معرف WHO آزمایش را انجام داده است. مقدار ISI یا نشانگان حساسیت بین المللی هر چه به عدد یک نزدیک شود نشانگر کیفیت یکسان آن کیت با مرجع WHO است و هر چه از عدد یک دورتر شود از حساسیت معرف آن کاسته می شود؛ بدین مفهوم که در کمبود فاکتورهای وابسته به ویتامین K چندان طولانی نمی گردد. برای تعیین میانگین جنومتری (MN PT) و محدوده رفرانس حداقل از پلاسمای سیترا ته ۲۰ مرد و زن که داروی خاصی مصرف نمی کنند و در ۱۸ تا ۲۴ ساعت قبل از نمونه گیری ورزش سنگین نداشته اند استفاده می شود. گروه کنترل نبایستی از قرص های ضد بارداری استفاده کند و یا خانم باردار باشد.



برای تعیین نشانگان حساسیت بین المللی (ISI) آزمایش PT نمونه های مختلف پلازما با معرف مرجع WHO و معرف سازنده به طور همزمان انجام



شده و مقادیر بر روی گراف لگاریتمی منتقل می شود. مقدار شیب (SLOPE)
که هر دو منحنی WHO و معرف سازنده را یکسان کند به عنوان ISI گزارش
می گردد.

برای آشنایی بهتر به مثال زیر توجه فرمائید:

نتیجه آزمایش PT با معرف PT با $ISI = 2/5$ برابر ۱۷ ثانیه و با معرف PT با $ISI = 1/5$ برابر ۲۲ ثانیه با کنترل
۱۲ ثانیه شده است. این اختلاف جوابها چگونه تفسیر می شود؟

گفتنی است که اختلافی بین جوابهای PT بیمار با دو معرف استفاده شده بر مبنای واحد INR وجود ندارد. چون
هر دو معرف دارای ISI هستند بنابراین معادل سازی با فاکتور بافتی مرجع WHO صورت گرفته است. برای هر
آزمایش مقدار R یا نسبت زمان پروترومبین به کنترل را بدست می آوریم: $R_1 = 17/12 = 1.42$ یعنی PT بیمار
 $1/42$ برابر PT کنترل است یا به عبارت دیگر فاکتورهای مسیر انعقادی PT در بیمار $1/42$ برابر رقیق تر از کنترل
است.

$$R_2 = 22/12 = 1.8$$

در این حالت مسیر آزمایش انعقادی PT بیمار $1/8$ برابر طولانی تر یا رقیق تر از کنترل است. پس تاکنون بدون استفاده
از ISI تفاوت فاحش در جوابها وجود دارد. چنانچه جوابها بر مبنای INR محاسبه گردد و ISI در آن دخیل
شود.

$$INR_1 = (17/12)^{2.5} = 2.4$$

$$INR_2 = (22/12)^{1.5} = 2.4$$

پس مشاهده شد که مقدار INR بیمار در هر دو بار یکی است و مقدار INR برابر همان R یا نسبت زمان
آزمایش PT بیمار به کنترل است، اگر آزمایش با معرف مرجع WHO انجام شود.

در مثال فوق جواب PT بیمار که روی درمان با وارفارین است با معرف PT با $ISI = 1/5$ که به کمبود فاکتور
حساس بوده عدد ۲۲ را نشان داده در حالی که معرف PT با $ISI = 2/5$ به علت کاهش حساسیت عدد ۱۷ را نشان



داده است زیرا به کمبود فاکتورها چندان حساس نیست و افزایش اندکی را نشان داده است، ولی مقدار عددی ISI نوسان هر دو آزمایش را یکی کرده است و جواب آزمایش را غیر وابسته به کیت مصرفی کرده است.

یک شرکت سازنده کیت PT معمولاً دو نوع ISI را در بروشور خود قرار می دهد:

۱- ISI ژنریک (generic ISI) که قابل استفاده برای تمام دستگاه‌ها یا روش‌های کاری است که شناسایی نقطه پایان آزمایش دارای اصول یکسان است. (same end pint detection)، برای مثال برای تمام کوآگولومتری‌هایی که تشکیل لخته نقطه پایان آزمایش است.

۲- ISI اختصاصی که برای این معرف، نیاز به تجهیزات مخصوص (specific instrument) است و هر دو اینها لازم و ملزوم یکدیگرند.

گاهی ممکن است نیاز به تصدیق ISI یک معرف برای دستگاه مورد نظر در آزمایشگاه (Verification) باشد. برای مثال هنگامی که از ISI جنریک (generic) برای یک کوآگولومتر خاص استفاده می‌شود و یا تعمیرات اساسی صورت گرفته باشد. در اینحالت با استفاده از حداقل سه پلاسما مشخص (certified) با INR مشخص در محدوده ۱/۵ تا ۴/۵ INR اقدام به تأیید ISI آزمایشگاه با تجهیزات خاص خود می‌شود.

برای این منظور زمان PT/INR هر پلاسما تأیید شده در سه روز متوالی به صورت دابل را با دستگاه موجود در آزمایشگاه بدست آورده و میانگین INR هر پلاسما با INR(certified) مقایسه می‌گردد. چنانچه اختلاف کمتر از ۱۵٪ باشد آن وقت ISI درج شده در کیت مورد تأیید است و در غیر این صورت با استفاده از کیت مخصوص و پلاسماهای مشخص (certified) اقدام به محاسبه ISI در آزمایشگاه (local verification) می‌گردد.

آزمایش پلاسما مخلوط (Mixing test) برای افتراق بازدارنده از کاهش فاکتورهای انعقادی

با آزمایش پلاسما مخلوط ممکن است بتوان علت طولانی شدن آزمایش PT یا PTT را مورد ارزیابی قرار داد. در این آزمایش پلاسما بیمار به صورت هم حجم (1:1 mix) با پلاسما کنترل نرمال (CNP) مخلوط می‌گردد و آزمایش PTT و یا PT در زمان فوری انجام شده و بعد از ۲ ساعت از انکوباسیون مخلوط پلاسما در ۳۷ درجه تکرار می‌گردد.



چنانچه PTT مخلوط هم حجم پلاسما در زمان‌های صفر و ۱۲۰ دقیقه‌ای نرمال شود یا حداکثر ۵ ثانیه از کنترل فراتر رفت به عنوان PTT تصحیح شده در نظر گرفته شده و علت طولانی شدن PTT یا PT بیمار کمبود فاکتورهای انعقادی است. پلاسماهای نرمال در مخلوط هم حجم با پلاسماهای بیمار کمبود فاکتورهای انعقادی بیمار را جبران کرده و موجب تصحیح شدن آزمایش PT یا PTT می‌گردد.

چنانچه PT یا PTT پلاسماهای مخلوط بیشتر از ۵ ثانیه از میزان کنترل فراتر رود، حضور بازدارنده محتمل است. بازدارنده‌های انعقادی به دو صورت موجب طولانی شدن تست‌های انعقادی می‌گردند؛ گروه اول به صورت آنتی‌بادی‌های ضد فسفولیپیدی عمل کرده که با خنثی کردن فسفولیپید در لوله آزمایش منجر به طولانی شدن آزمایش PTT می‌گردند که تحت عنوان بازدارنده لوپوس یا آنتی‌بادی‌های ضد فسفولیپید از آنها یاد می‌شود. آنتی‌بادی‌های ضد فسفولیپیدی زمان PTT پلاسماهای مخلوط را در زمان‌های صفر، ۶۰ دقیقه و ۱۲۰ دقیقه غیرطبیعی می‌سازند.

گروه دوم آنتی‌بادی ضد فاکتورهای انعقادی هستند که با خنثی کردن فاکتورهای انعقادی موجب طولانی شدن آزمایش‌های انعقادی می‌شوند. آنتی‌بادی‌های این گروه برای خنثی کردن فاکتورها نیاز به انکوباسیون و حرارت ۳۷ درجه دارند که برای مثال می‌توان به آنتی‌بادی ضد فاکتور ۸ اشاره کرد. چنانچه PTT مخلوط پلاسما در زمان فوری تصحیح شود ولی بعد از ۲ ساعت انکوباسیون در ۳۷ درجه طولانی شود آنتی‌بادی ضدفاکتور محتمل است.

برای حساس کردن بهتر آزمایش می‌توان مخلوط پلاسماهای ۴:۱ تهیه کرد؛ بدین مفهوم که ۴ حجم پلاسماهای بیمار را با یک حجم از پلاسماهای کنترل مخلوط کرده و درصد تصحیح زمان PT یا PTT را در زمان فوری و ۲ ساعت بعد از انکوباسیون محاسبه کرد.

با محاسبه درصد تصحیح می‌توان طبق جدول زیر حضور بازدارنده را از کمبود فاکتورهای انعقادی تشخیص داد.



افتراق بازدارنده از کمبود فاکتور انعقادی در مخلوط ۴:۱		
تفسیر	درصد تصحیح با انکوباسیون	درصد تصحیح فوری
کاهش فاکتور	>٪۱۰	≥٪۵۰
کاهش خفیف فاکتور	>٪۱۰	<٪۵۰
بازدارنده فاکتور	≤٪۱۰	≥٪۵۰
بازدارنده لوپوس	≤٪۱۰	<٪۵۰

آزمایش PTT روی مخلوط هم حجم پلاسمای بیمار و پلاسمای کنترل (control normal plasma) در زمان صفر (بلافاصله بعد از مخلوط کردن) و پس از ۲ ساعت انکوباسیون پلاسمای مخلوط انجام می‌شود. چنانچه آزمایش PTT در زمان‌های صفر و ۱۲۰ دقیقه پس از انکوباسیون تصحیح شود (برابر PTT کنترل یا حداکثر ۵ ثانیه بالاتر از کنترل گردد) بیانگر فقدان بازدارنده در سرم است و علت طولانی بودن آزمایش کاهش فاکتور انعقادی بوده است. اگر PTT پلاسمای مخلوط در زمان صفر تصحیح شود ولی با انکوباسیون دو ساعته طولانی شود احتمال حضور بازدارنده علیه فاکتور ۸ مطرح است.

گفتنی است که تا ۳۵٪ موارد در هموفیلی شدید A و ۱ تا ۴ درصد موارد هموفیلی B احتمال ساخته شدن آنتی‌بادی به ترتیب علیه فاکتورهای ۸ و ۹ وجود دارد. خنثی شدن فاکتورها توسط آنتی‌بادی‌ها وابسته به زمان و درجه حرارت است.

عیار بازدارنده در هموفیلی‌های ارثی و اکتسابی با واحد بتسدا (Bethesda unit) نمایش داده می‌شود. هر واحد بتسدا مقدار بازدارنده‌ای است که فعالیت فاکتور ۸ را بعد از ۲ ساعت انکوباسیون در ۳۷ درجه ۵۰٪ کاهش دهد. برای مثال چنانچه رقت یک به ده پلاسمای بیمار در مخلوط با پلاسمایی که ۵۰ درصد فاکتور ۸ دارد پس از ۲ ساعت انکوباسیون فعالیت فاکتور ۸ به کمتر از ۲۵٪ افت کند بیمار دارای ۱۰ واحد بتسدا از بازدارنده است

کاهش فاکتور ۸ در یک خانم با خونریزی احتمالات زیر را مطرح می‌کند:

✓ هموفیلی A



✓ بازدارنده علیه فاکتور ۸ (هموفیلی اکتسابی)

✓ بیماری فون ویلبراند تایپ 2N و تایپ ۳

هموفیلی اکتسابی به صورت اتوایمون و به صورت ناشناخته، در همراهی با بیماری‌های اتوایمون دیگر، در بدخیمی‌ها، بعد از زایمان و در ارتباط با حاملگی، عوارض دارویی و برخی از بیماری‌های پوستی گزارش شده است. در این موارد آزمایش PTT بیمار طولانی و مخلوط پلاسما ۱:۱ (مخلوط هم حجم پلاسما نرمال و کنترل) در زمان صفر تصحیح ولی بعد از ۲ ساعت انکوباسیون طولانی می‌گردد.

بازدارنده با گذشت زمان دردمای ۳۷ درجه فاکتور ۸ را خنثی می‌سازد. بازدارنده فاکتور ۸ ممکن است خودبخود ناپدید گردد و ممکن است برگشت پذیر باشد، بنابراین بازدارنده هم به صورت آلو و هم اتوآنتی‌بادی رخ می‌دهد. برخی از بیماران مبتلا به هموفیلی ارثی با تجویز فاکتور ۸ تحریک شده و اتوآنتی‌بادی علیه فاکتور ۸ می‌سازند. تولید اتوآنتی‌بادی علیه فاکتور ۸ در مردان و زنان موجب خونریزی شدید شبیه به هموفیلی می‌گردد. گفتنی است که هموفیلی در ۳۰٪ موارد به صورت جهش جدید و بدون سابقه فامیلی و بدون حضور سابقه ژن معیوب در خانواده رخ می‌دهد. شایع‌ترین علت هموفیلی A وارونگی اینترون ۲۲ است که در ۴۵ تا ۵۰٪ موارد رخ می‌دهد.

فاکتور سیزده

فاکتور سیزده نقش ترانس‌گلوتامیناز دارد و پلیمرهای فیبرین را با ایجاد پیوندهای پپتیدی عرضی بین رشته‌های آلفا و گاما محکم می‌کند. لخته فیبرینی در نبود فاکتور ۱۳ سست بوده و تنها توسط باندهای هیدروژنی و نیروی الکترواستاتیک بهم پیوند دارند.

لخته در غیاب فاکتور ۱۳ نفوذپذیر و بسیار حساس به آب شدن بوده و شبکه بسیار ضعیفی برای ترمیم بافت است. فاکتور سیزده در پلاسما و پلاکت موجود است. فاکتور ۱۳ در پلاسما (FXIII A₂B₂) به صورت واحدهای تترامر A₂B₂ و در پلاکت به صورت دایمر A₂ است. دایمر A₂ نقش آنزیمی و B₂ نقش حامل را ایفاء می‌کند. کمبود شدید فاکتور سیزده (کمتر از ۰.۱٪) دارای علائم زیر است:


- خونریزی از گره بندناف در ۸۰٪ موارد
- خونریزی در بافت نرم؛ ایجاد کیست هموراژیک در بافت نرم شبیه تومور (pseudo tumor) و عوارض ناشی از فشار کیست



- تأخیر در ترمیم زخم
- خونریزی شدید بعد از ختنه و خونریزی مکرر از دهان کودک با در آمدن دندان (teething)
- سقط مکرر
- سیکل متعدد خونریزی (بند آمدن خونریزی و دوباره شروع شدن خونریزی)
- الیگواسپریمی (کاهش شمارش اسپرم) و ناباروری در مردان
- خونریزی مغزی در حدود ۳۰٪ موارد رخ داده و از مهم‌ترین علت فوت در این بیماران است.

شاخص بارز آزمایشگاهی کمبود فاکتور ۱۳ نرمال بودن آزمایش‌های روزمره انعقادی (BT,TT,PTT,PT) و شمارش پلاکت) علی‌رغم میل به خونریزی است.

آزمایش حل شدن لخته در محلول اوره ۵ مولار یا یک درصد مونوکلرواستیک اسید از آزمایش‌های غربالی کمبود فاکتور ۱۳ می‌باشد. لخته فیبرینی افراد سالم در محلول‌های فوق تا ۲۴ ساعت پایدار بوده در حالی که در کمبود فاکتور ۱۳ به سرعت از هم پاشیده می‌شود.



پلاسمای لخته شده در محلول اوره ۵ مولار قرار می‌گیرد. پایدار ماندن لخته به مدت ۲۴ ساعت به صورت حضور فاکتور ۱۳ (Present) و از هم پاشیده شدن آن به صورت فقدان فاکتور ۱۳ (Absent) گزارش می‌گردد.

آزمایش کمی با واکنش تولید آمونیاک با ایفای نقش ترانس آمیدازی (Transamides) فاکتور ۱۳ صورت می‌گیرد. گفتنی است که حضور بازدارنده فاکتور ۱۳ شبیه به کمبود ارثی فاکتور ۱۳ تظاهر می‌کند. این



آنتی‌بادی‌ها در لوپوس سیستمیک، مصرف داروی ایزونیازید، پنسیلین و فنی‌توئین گزارش شده است. کاهش اکتسابی سطح فاکتور ۱۳ در پورپورای هنوخ شون‌لاین، بیماری کرون و کولیت اولسردار گزارش شده است. گفتنی است که سطح ۵ درصدی فاکتور ۱۳ برای کنترل خونریزی کافی بوده و با توجه به نیم عمر ۹ تا ۱۰ روزه آن می‌توان جهت درمان از تزریق ۲ تا ۳ سی‌سی پلاسمای تازه بر کیلو یا تزریق یک کیسه کرایو به ازای هر ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم هر سه تا ۴ هفته استفاده کرد. تزریق پلاکت به عنوان منبع فاکتور ۱۳ در افراد با بازدارنده علیه فاکتور سیزده سودمند است.

روش انجام آزمایش و نحوه گزارش:

- ۱- سه لوله آزمایش ۱ و ۲ و ۳ را نشانه‌گذاری کرده و در لوله اول ۰/۳ سی‌سی پلاسمای فاقد پلاکت بیمار و در لوله سوم ۰/۳ سی‌سی پلاسمای طبیعی فاقد پلاکت اضافه کنید؛ به لوله دوم ۰/۲ سی‌سی پلاسمای بیمار و ۰/۱ سی‌سی پلاسمای طبیعی اضافه کنید.
- ۲- به هر لوله ۰/۱ سی‌سی از محلول ۰/۰۲۵ مولار کلسیم کلراید اضافه کرده و لوله‌ها را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه بگذارید تا لخته فیبرینی ایجاد گردد.
- ۳- به هر لوله، ۳ سی‌سی محلول اوره ۵ مولار اضافه کرده و سر آن را پوشانده و با حرکت دادن لوله، لخته را جدا کرده تا در محلول اوره قرار گیرد.
- ۴- لوله‌ها را در حرارت اتاق برای مدت ۲۴ ساعت نگهداری کرده و وضعیت لخته یا کدر شدن محلول در زمان‌های ۱، ۲، ۴ و ۲۴ ساعت را مورد ارزیابی قرار دهید. کوچک شدن اندازه لخته، شکسته شدن لخته و کدر شدن محلول اوره، علامت ناپایداری لخته است. وضعیت لخته در لوله شماره یک با وضعیت لخته طبیعی در لوله شماره ۳ مقایسه می‌شود. متلاشی شدن لخته در لوله اول و پایداری لخته در لوله‌های دوم و سوم، علامت کمبود فاکتور ۱۳ می‌باشد. چنانچه بیمار دارای بازدارنده علیه فاکتور ۱۳ باشد، پاشیدگی لخته در لوله‌های ۱ و ۲ مشاهده شده در حالی که لخته در لوله سوم، حداقل به مدت ۲۴ ساعت پایدار می‌ماند.