

## جدول رده بندی وسایل بیمارستانی

توضیحات	نوع عملیات لازم	راه صحیح برای استفاده مجدد	رده بندی وسیله
وسایلی که با بافت استریل یا سیستم عروقی بیمار در تماس هستند و در صورت آلودگی خطر بالای ایجاد عفونت را دارند. <b>وسایل جراحی، کاتترهای قلبی و ادراری، وسایل کاشتنی و...</b>	در صورت تحمل دما استریل خواهد شد و در غیر این صورت ضد عفونی کننده های سطح بالا با زمان تماس طولانی استفاده شود.	باید <b>استریل</b> شود	<b>وسيله بحرانی</b> <b>Critical items</b>
وسایلی که در تماس با غشاهای موکوسی و پوست غیر سالم در تماس هستند و باید عاری از میکروارگانیسم باشند. <b>وسایل درمانی تنفسی و بیهوشی، آندوسکوپي ها، تیغه های لارنگوسکوپ، پروپ های مانومتري، کاتترهای مانومتر آنورکتال و حلقه های تنظیم کننده دیافراگم</b>	از ضد عفونی کننده های سطح بالا با زمان تماس کوتاه استفاده شود.	باید <b>ضد عفونی</b> سطح بالا شود	<b>وسيله نیمه بحرانی</b> <b>Semi critical items</b>
وسایلی که در تماس با پوست سالم بوده و با غشاهای مخاطی تماس ندارند. <b>کاف های فشار سنج، عصاهای زیر بغل، نرده های تخت، میز کنار تخت، لگن، ملحفه ها و ظروف غذا و...</b>	از ضد عفونی کننده های سطح متوسط یا پایین استفاده شود.	باید <b>تمیز</b> و در صورت لزوم ضد عفونی شود	<b>وسيله غير بحرانی</b> <b>Noncritical items</b>

بیمارستان سیدالشهدا (ع) - واحد کنترل عفونت